

Anticorpo Policlonale Anti-Snrpe Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62304

Numero articolo: CM0030661



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'SNRPE umano (Piccola ribonucleoproteina nucleare E). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per studi sullo splicing dell'pre-mRNA e sullo spliceosoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNRPE Rabbit pAb
Note/Alias	SME; Sm-E; HYPT11; snRNP-E; SNRPE
Specie	Umana
ID Gene	6635
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-92 dell'SNRPE umano (NP_003085.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P62304
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio