

## Anticorpo Policlonale Anti-Snrpf Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62306

Numero articolo: CM0015242



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNRPF umano (piccola ribonucleoproteina nucleare F), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi sullo splicing del pre-mRNA e sulle snRNP.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | SNRPF Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | SMF; Sm-F; snRNP-F; SNRPF                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (umano)      | 6636                                                                                                                        |
| GeneID              | 6636                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-86 di SNRPF umano (NP_003086.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | P62306                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 10kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                           |