

Anticorpo Policlonale Anti-Snw1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13573

Numero articolo: CM0014964



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SNW1 (SKIP, NCoA-62) umano per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Il bersaglio è coinvolto nello splicing del pre-mRNA e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNW1 Rabbit pAb
Note/Alias	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22938
GeneID	22938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-536 di SNW1 umano (NP_036377.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13573
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio