


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Snx1 Per Wb, Elisa - Q13596

Numero articolo: CM0009529



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la sorting nexin-1 umana (SNX1/VPS5). Immunogeno ricombinante (aa 1-100), validato per WB ed ELISA. Rileva una banda di 59 kDa. Essenziale per lo studio dello smistamento del carico dipendente dal retromero e delle vie di traffico endosomiale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-SNX1
Note/Alias	VPS5; HsT17379; SNX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6642
GeneID	6642
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della SNX1 umana (Q13596).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q13596
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante