


Anticorpo Policlonale Anti-Snx1 Di Coniglio Per Wb - Q13596

Numero articolo: CM0025990



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNX1 umano (Sorting nexin-1), validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva una banda di 59 kDa e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sul traffico intracellulare e sul retromer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale SNX1 di coniglio
Note/Alias	VP55; HsT17379; SNX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6642
ID Gene	6642
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di SNX1 umano (NP_003090.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13596
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca refrigerante