


Anticorpo Policlonale Anti-Snx13 Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W8

Numero articolo: CM0018462



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a SNX13 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva SNX13 in campioni umani e murini, con un peso molecolare previsto di 112 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNX13 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	RGS-PX1; SNX13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23161
GeneID	23161
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-230 di SNX13 umano (NP_055947.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y5W8
Peso proteico	112kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio