

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Snx3 Per Wb E Elisa - O60493

Numero articolo: CM0028191



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a SNX3 umano (Sorting nexin-3), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per studi sul traffico endosomiale, la funzione del complesso retromero e la segnalazione WNT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNX3 Coniglio pAb
Note/Alias	SDP3; Grd19; MCOPS8; SNX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8724
GeneID	8724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-162 di SNX3 umano (NP_003786.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60493
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio