


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Snx32 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q86Xe0

Numero articolo: CM0029633



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SNX32 validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Coinvolto nel traffico endosomiale e nella neurite outgrowth; ideale per studi di neuroscienze e biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SNX32 Coniglio pAb
Note/Alias	SNX6B; SNX32
Specie	Umano
GeneID	254122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli aminoacidi 218-285 di SNX32 umano (NP_689973.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q86XE0
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio