


Anticorpo Policlonale Anti-Snx5 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y5X3

Numero articolo: CM0013646



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce SNX5 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studiare il traffico intracellulare e la funzione del retromero.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SNX5 Rabbit pAb
Note/Alias	SNX5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27131
GeneID	27131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 145-404 di SNX5 umano (NP_055241.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5X3
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio