


Anticorpo Policlonale Anti-Snx7 Per Wb, Elisa - Q9Unh6

Numero articolo: CM0027391



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting SNX7 umano, validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sull'endocitosi e l'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNX7 Coniglio pAb
Note/Alias	SNX7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51375
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 85-330 di SNX7 umano (NP_057060.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9UNH6
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio