


Anticorpo Policlonale Anti-Snx9 Per Wb Ed Elisa - Q9Y5X1

Numero articolo: CM0018563



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNX9 umano, convalidato per Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con SNX9 umano, murino e di ratto, risultando utile per studi sull'endocitosi e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNX9 Rabbit pAb
Note/Alias	SDP1; WISP; SH3PX1; SH3PXD3A; SNX9
Specie	Umano
ID del gene (umano)	51429
ID del gene	51429
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di SNX9 umano (NP_057308.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5X1
Peso della proteina	67 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante