

Anticorpo Monoclonale Anti-Soat1 Per Wb, Elisa - P35610

Numero articolo: CM0006898



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia SOAT1 umano (sterol O-acyltransferase 1, ACAT-1), validato per Western blot e ELISA. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo, l'assemblaggio delle lipoproteine e l'assorbimento del colesterolo alimentare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOAT1 Rabbit mAb
Note / Alias	ACAT; SOAT; STAT; AACT; ACAT1; ACAT-1; SOAT1
Specie	Umana
GeneID	6646
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-104 di SOAT1 umano. (NP_003092.4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P35610
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio