


Anticorpo Policlonale Anti-Soat1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P35610

Numero articolo: CM0029108



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SOAT1 (ACAT-1) validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ha reazione crociata con umano, topo e ratto. Mira al metabolismo del colesterolo; 65 kDa. Adatto per la ricerca sui lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	ACAT, SOAT, STAT, ACACT, ACAT1, ACAT-1, SOAT1
Specie	Umana
GeneID	6646
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di SOAT1 umana (NP_003092.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P35610
Peso proteico	65 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio