

Anticorpo Monoclonale Anti-Socs2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14508

Numero articolo: CM0004013



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SOCS2 validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano e ratto. Riconosce il soppressore della segnalazione delle citochine 2, un regolatore dell'ubiquitinazione e degradazione del recettore dell'ormone della crescita.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio SOCS2
Osservazioni/Alias	CIS2; SSI2; Cish2; SSI-2; SOCS-2; STAT12; SOCS2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8835
GeneID	8835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 di SOCS2 umano (NP_001257400.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O14508
Peso Proteico	22 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio