


Anticorpo Policlonale Anti-Socs2 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O14508

Numero articolo: CM0023557



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SOCS2 umano validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Mirato al soppressore della segnalazione delle citochine 2, un regolatore chiave della segnalazione dell'ormone della crescita e del recettore dell'eritropoietina. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOCS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CIS2, SSI2, Cish2, SSI-2, SOCS-2, STATI2, SOCS2
Specie	Umano
GeneID	8835
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-198 di SOCS2 umano (NP_001257400.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14508
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio