

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Socs3 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14543

Numero articolo: CM0015312

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro SOCS3 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva SOCS3 di topo e ratto. Adatto per ricerche sulla segnalazione JAK/STAT e sulla regolazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOCS3 Rabbit pAb
Note/Alias	CIS3; SSI3; ATOD4; Cish3; SSI-3; SOCS-3; SOCS3
Specie	Umana
GenelD (Umana)	9021
GenelD	9021
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O14543
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato