

Anticorpo Policlonale Anti-Socs4 Per Wb E Elisa - Q8Wxh5

Numero articolo: CM0026450



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SOCS4 umano (noto anche come SOCS7), validato per WB e ELISA. Presenta reattività crociata con il topo, adatto per studi sulla segnalazione delle citochine e sulla degradazione di EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SOCS4 Rabbit pAb
Note/Alias	SOCS7; SOCS4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	122809
GeneID	122809
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 340-440 di SOCS4 umano (NP_543143.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8WXH5
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio