

Anticorpo Policlonale Anti-Socs5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 075159

Numero articolo: CM0025126

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SOCS5 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso l'uomo e il topo. Ideale per studi sulla segnalazione delle citochine e sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOCS5 Rabbit pAb
Note/Alias	CIS6; CISH6; Cish5; SOCS-5; SOCS5
Specie	Uomo
GenelD (umano)	9655
GenelD	9655
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di SOCS5 umano (NP_054730.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	075159
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio