


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Socs6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

Numero articolo: CM0029563



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SOCS6 di alta qualità convalidato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano e topo; targeting del soppressore della segnalazione delle citochine 6 coinvolto nella degradazione mediata dall'ubiquitina. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOCS6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STATI4, HSPC060, SOCS6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9306
GeneID	9306
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-210 di SOCS6 umano (NP_004223.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O14544
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio