

Anticorpo Monoclonale Anti-Socs7 Per Wb, Elisa - 014512

Numero articolo: CM0007025

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-SOCS7 validato per WB ed ELISA. Mira alla SOCS7 umana, un adattatore ligasi E3 da 63 kDa che regola la segnalazione delle citochine e dell'insulina. Ideale per studi di immunorilevamento.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-SOCS7
Note/Alias	NAP4; NCKAP4; SOCS7
Specie	Umana
ID Gene	30837
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 della SOCS7 umana (NP_055413.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	O14512
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio