


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sod1 Per Wb, Elisa - P00441

Numero articolo: CM0003655



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting umano SOD1 (Superossido dismutasi [Cu-Zn]), validato per WB e ELISA. Ideale per lo studio dello stress ossidativo, dei meccanismi antiossidanti e delle malattie neurodegenerative come la SLA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] SOD1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; omodimero; SOD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6647
GeneID	6647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-154 della SOD1 umana (NP_000445.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P00441
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio