


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sod1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00441

Numero articolo: CM0007586



### introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-SOD1 riconosce specificamente la superossido dismutasi [Cu-Zn] (SOD1) umana. Adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA nella ricerca sullo stress ossidativo e sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | SOD1 Rabbit mAb                                                                                                               |
| Note/Alias          | ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; omodimero; SOD1                                                                 |
| Specie              | Umana                                                                                                                         |
| ID del gene (umano) | 6647                                                                                                                          |
| ID del gene         | 6647                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-154 della SOD1 umana (NP_000445.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                              |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                         |
| SWISS               | P00441                                                                                                                        |
| Peso della proteina | 16kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                            |