


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sod1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00441

Numero articolo: CM0017307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che punta SOD1 (superossido dismutasi Cu-Zn) umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Elimina i radicali tossici e detossifica l'idrogeno solforato. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOD1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ALS; SOD; ALS1; IPOA; STAHP; hSod1; HEL-S-44; omodimero; SOD1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6647
GeneID	6647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-154 della SOD1 umana (NP_000445.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P00441
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio