


Anticorpo Monoclonale Anti-Sod2 [Validato Ko] Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04179

Numero articolo: CM0002380



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità targeting SOD2 umana (MnSOD). Validato tramite KO. Applicazioni: WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reattività di specie: umana, topo, ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] SOD2 Rabbit mAb
Note/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; D2
Specie	Umana
GeneID (umano)	6648
GeneID	6648
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della SOD2 umana (P04179).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P04179
Peso Proteico	25kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio