


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sod2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04179

Numero articolo: CM0020359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SOD2 per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la superossido dismutasi [Mn] umana, murina e di ratto, un enzima antiossidante mitocondriale chiave. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo e sulle patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOD2 pAb di coniglio
Note/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCLnc1; Mn-SOD; SOD2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6648
GeneID	6648
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-222 della SOD2 umana (NP_000627.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P04179
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante