

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Soga1 Per Wb, Elisa - 094964

Numero articolo: CM0020361

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-SOGA1 di CamelBio (WB, ELISA) riconosce SOGA1 (MTCL2) umano, murino e di ratto, un fattore di reticolazione dei microtubuli coinvolto nella mitosi e nell'autofagia. Ideale per la ricerca e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOGA1 Rabbit pAb
Note/alias	SOGA; KIAA0889; C20orf117; SOGA1
Specie	Umano
GeneID (umano)	140710
GeneID	140710
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 650-750 di SOGA1 umano (NP_542194.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	094964
Peso della proteina	160 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante