


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Recettore Della Somatostatina 2 (Sstr2) Per Wb, Elisa - P30874

Numero articolo: CM0002714



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro il recettore della somatostatina 2 (SSTR2/SRIF-1). Convalidato per WB ed ELISA; cross-reattivo con uomo, topo, ratto. Adatto per studi sulla segnalazione GPCR e sui tumori neuroendocrini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-recettore della somatostatina 2 (SSTR2)
Note/Alias	SST2; Recettore della somatostatina 2 (SSTR2)
Specie	Umana
ID gene (umano)	6752
ID gene	6752
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 302-369 del recettore della somatostatina 2 umano (SSTR2) (NP_001041.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30874
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio