


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Somatostatina (Sst) Per If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Numero articolo: CM0002387



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Somatostatina (SST), un inibitore chiave della secrezione di ormoni pituitari. Applicazioni: IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Supporta la ricerca neuroendocrina e metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | Somatostatina (SST) Rabbit mAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | SMST, SST1, Somatostatin (SST)                                                                                                                |
| Specie              | Umana                                                                                                                                         |
| GeneID (Umana)      | 6750                                                                                                                                          |
| GeneID              | 6750                                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-116 della Somatostatina (SST) umana (NP_001039.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                         |
| Applicazione        | IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                            |
| SWISS               | P61278                                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 13kDa                                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                             |