

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Somatostatina (Sst) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Numero articolo: CM0028965



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Somatostatina (SST). Adatto per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Peso molecolare osservato ~13 kDa. Ideale per studi sulla regolazione ormonale e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Somatostatina (SST)
Note/Alias	SMST; SST1; Somatostatina (SST)
Specie	Umano
ID Gene	6750
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-116 della SST umana (NP_001039.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61278
Peso Proteico	13kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio