

Anticorpo Policlonale Anti-Son Di Coniglio (Wb/Elisa) - P18583

Numero articolo: CM0023425



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina SON umana (264kDa), validato per Western Blot (WB) ed ELISA. SON è una proteina legante l'RNA coinvolta nello splicing dell'mRNA di trascritti del ciclo cellulare e della riparazione del DNA. Ideale per la ricerca sull'espressione genica e sullo splicing.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SON Rabbit pAb
Note/Alias	SON3; BASS1; DBP-5; NREBP; TOKIMS; C21orf50; SON
Specie	Umano
GeneID (umano)	6651
GeneID	6651
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 850-950 di SON umano (NP_001278340.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P18583
Peso Proteico	264kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio