

Anticorpo Monoclonale Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15465

Numero articolo: CM0003907



introduzione

Il mAb coniglio Sonic Hedgehog (Shh) di CamelBio è un anticorpo monoclonale per WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno: peptide sintetico. Per biologia dello sviluppo e ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sonic Hedgehog (Shh) mAb Coniglio
Note/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6469
ID Gene	6469
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 del Sonic Hedgehog (Shh) umano (Q15465).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15465
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio