

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15465

Numero articolo: CM0013887



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la proteina Sonic Hedgehog (Shh) umana. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Per la ricerca sulla morfogenesi dello sviluppo, la segnalazione hedgehog e la funzione dei morfogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Sonic Hedgehog (Shh) pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Specie	Umano
GeneID	6469
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 231-330 del Sonic Hedgehog (Shh) umano (NP_000184.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15465
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio