

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sonic Hedgehog (Shh) Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15465

Numero articolo: CM0025931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Sonic Hedgehog (Shh) umano, adatto per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-Sonic Hedgehog (Shh)
Note/Alias	TPT; HHG1; HLP3; HPE3; SMMCI; ShhNC; TPTPS; MCOPCB5; Sonic Hedgehog (Shh)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6469
ID Gene	6469
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 di Sonic Hedgehog (Shh) umano (NP_000184.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15465
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio