

Anticorpo Monoclonale Anti-Sorbitolo Deidrogenasi Per Wb, Elisa - Q00796

Numero articolo: CM0006948



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-sorbitolo deidrogenasi (SORD) accurato e validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto. Per studi sulla via dei polioli, sulle complicanze diabetiche e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome del prodotto	mAb di coniglio contro la sorbitolo deidrogenasi
Note/Alias	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitolo deidrogenasi
Specie	Umano
GeneID (umano)	6652
GeneID	6652
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 200 della sorbitolo deidrogenasi umana (NP_003095.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q00796
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante