

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sorbitolo Deidrogenasi Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

Numero articolo: CM0020632



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Sorbitolo Deidrogenasi (SORD, Q00796). Convalidato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Per studi sulla via dei polioli e sulle complicanze diabetiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Sorbitolo Deidrogenasi pAb di coniglio
Note/Alias	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitolo Deidrogenasi
Specie	Umana
ID Gene	6652
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 145-300 della Sorbitolo Deidrogenasi umana (NP_003095.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q00796
Peso proteico	38 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio