


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sorl1 Per Wb, Elisa - Q92673

Numero articolo: CM0013835



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SORL1 umano (Q92673), validato per Western blot ed ELISA. Il recettore correlato alla sortilina è un recettore di smistamento multi-ligando coinvolto nel traffico di APP e nella malattia di Alzheimer, rendendo questo anticorpo ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e del metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SORL1 Rabbit pAb
Note/Alias	LR11; LRP9; SORLA; gp250; SorLA-1; C11orf32; SORL1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6653
GeneID	6653
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2065-2214 di SORL1 umano (NP_003096.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q92673
Peso della proteina	248 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante