


Anticorpo Policlonale Anti-Sort1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q99523

Numero articolo: CM0027046



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la sortilina umana (SORT1). Validato per WB ed ELISA, reattivo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul traffico proteico, sorting lisosomiale, segnalazione della neurotensina e regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SORT1 Rabbit pAb
Note/Alias	NT3; Gp95; NTR3; LDLCQ6; SORT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6272
GeneID	6272
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 785-823 della SORT1 umana (NP_002950.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99523
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio