


Anticorpo Monoclonale Anti-Sorting Nexin-5 (Snx5) Per Ihc-P Ed Elisa - Q9Y5X3

Numero articolo: CM0003798



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la sorting nexin-5 (SNX5) umana, validato per l'immunoistochimica (IHC-P) e l'ELISA. Rileva SNX5 umana, di topo e di ratto. Ideale per studiare il traffico endosomiale mediato dal retromer e le vie di degradazione dell'EGFR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SNX5 Rabbit mAb
Note/Alias	SNX5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	27131
GeneID	27131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-127aa di SNX5 umana.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5X3
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio