


Anticorpo Policlonale Anti-Sos1 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q07889

Numero articolo: CM0026961



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a SOS1 umano (omologo Son of sevenless 1). Validato per Western blot ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione Ras.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOS1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GF1; HGF; NS4; GGF1; GINGF; SOS-1; SOS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6654
GeneID	6654
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1034-1333 di SOS1 umano (NP_005624.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q07889
Peso proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio