

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sost Per Wb E Elisa - Q9Bqb4

Numero articolo: CM0019015



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting alla sclerostina umana (SOST), validato per Western blot e ELISA. La sclerostina è un regolatore negativo della crescita ossea tramite l'inibizione della segnalazione Wnt, rendendo questo anticorpo adatto per la ricerca sul rimodellamento osseo e l'osteoporosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOST pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; sclerostina
Specie	Umano
Gene ID	50964
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-213 della SOST umana (NP_079513.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9BQB4
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio