

Anticorpo Policlonale Anti-Sost Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Bqb4

Numero articolo: CM0027470



introduzione

SOST Rabbit pAb è un anticorpo policlonale contro la sclerostina, validato per WB e ELISA. Reagisce con campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sulla crescita ossea e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SOST Rabbit pAb
Note/Alias	CDD; VBCH; DAND6; SOST1; SOST
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	50964
ID Gene	50964
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 24-213 della SOST umana (NP_079513.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BQB4
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio