

Anticorpo Policlonale Anti-Sostdc1 Per Wb, Elisa - Q6X4U4

Numero articolo: CM0022776

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SOSTDC1 umano (USAG-1, ectodin), adatto per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con esseri umani, topi e ratti. Uno strumento per studiare la segnalazione BMP/Wnt e la biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SOSTDC1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	DAND7; USAG1; CDA019; ECTODIN; SOSTDC1
Specie	Umana
ID Gene	25928
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 115-206 di SOSTDC1 umano (NP_056279.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q6X4U4
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio