

Anticorpo Monoclonale Anti-Sox1 Per Wb, Elisa - 000570

Numero articolo: CM0007492

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro SOX1 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Prodotto utilizzando un immunogeno proteico ricombinante di fusione (aa 1-100). Ideale per studi sulla differenziazione neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SOX1 Rabbit mAb
Note/Alias	SOX1; SRY-box 1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6656
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di SOX1 umano. (NP_005977.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00570
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio