

Anticorpo Policlonale Anti-Sox1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 000570

Numero articolo: CM0030770

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro SOX1 umano, validato per Western blot, immunistochemica (paraffina) ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sullo sviluppo neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SOX1 pAb Coniglio
Note/Alias	SOX1; SRY-box 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6656
ID Gene	6656
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 292-391 di SOX1 umano (NP_005977.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000570
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio