


Anticorpo Monoclonale Anti-Sox11 Per Wb E Elisa - P35716

Numero articolo: CM0006561



introduzione

CamelBio offre questo anticorpo monoclonale coniglio anti-SOX11 per WB ed ELISA; rileva umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sui fattori di trascrizione e la biologia dello sviluppo. SWISS: P35716.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-SOX11
Note/Alias	CSS9; MRD27; IDDMOH; SOX11
Specie	Umano
GeneID (umano)	6664
GeneID	6664
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza entro gli amminoacidi 1-100 di SOX11 umano (NP_003099.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35716
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio