

Anticorpo Policlonale Anti-Sox13 Per Wb E Elisa - Q9Un79

Numero articolo: CM0022483

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SOX13 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale, il diabete e la cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX13 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SOX13; ICA12; Sox-13; SRY-box 13
Specie	Umana
GeneID	9580
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 525-600 di SOX13 umano (NP_005677.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UN79
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio