

Anticorpo Policlonale Anti-Sox13 Per Wb, Elisa - Q9Un79

Numero articolo: CM0017128

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SOX13 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla regolazione trascrizionale e sulla segnalazione WNT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOX13 Rabbit pAb
Note/Alias	ICA12; Sox-13; SOX13
Specie	Umano
GenelD (umano)	9580
GenelD	9580
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q9UN79
Peso della proteina	69 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante