

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sox17 Per Wb, Elisa - Q9H6I2

Numero articolo: CM0021765



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SOX17 umano, validato per WB ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla regolazione della trascrizione, sullo sviluppo embrionale e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOX17 Rabbit pAb
Note/Alias	VUR3; SOX17
Specie	Umano
GeneID (umano)	64321
GeneID	64321
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 343-414 di SOX17 umano (NP_071899.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9H6I2
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante