

Anticorpo Policlonale Anti-Sox18 Per Wb, Elisa - P35713

Numero articolo: CM0022192

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SOX18 umano, adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sullo sviluppo cardiovascolare e la linfangiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX18 Rabbit pAb
Note/Alias	HLTS; HLTRS; SOX18
Specie	Uomo
GeneID (umano)	54345
GeneID	54345
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SOX18 umano (NP_060889.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P35713
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio