


Anticorpo Monoclonale Anti-Sox2 Per Wb, If-F, Elisa - P48431

Numero articolo: CM0003553



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SOX2 validato per WB, IF-F ed ELISA. Rileva SOX2 umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sulla pluripotenza delle cellule staminali e sullo sviluppo neurale. P48431.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SOX2 Rabbit mAb
Note/Alias	ANOP3; MCOP53; SOX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6657
GeneID	6657
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SOX2 umano (NP_003097.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P48431
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio